



University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

Farzaneh Forouharfar

عنوان:

آنالیز محصولات PCR

Analysis of PCR products



اهداف آزمایش




✓ آنالیز محصولات PCR بر روی ژل آگارز

✓ تعیین غلظت و خلوص محصول PCR با اسپکتروفوتومتر

مقدمه

روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول‌ها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده است. انواع متداول آن‌ها عبارتند از:


الکتروفورز سطحی (surface electrophoresis) که از یک نوار کاغذی یا استات سلولزی به‌عنوان فاز ثابت استفاده می‌شود؛ و الکتروفورز (gel electrophoresis) که از یک محیط نیمه جامد (ژل)، به‌عنوان فاز ثابت استفاده می‌شود که برحسب نوع ژل به کار گرفته شده متفاوت است. برای تفکیک اسیدهای نوکلئیک از ژل آگارز استفاده می‌شود که تهیهی آن سریع و راحت بوده و نسبت به ژل‌های دیگر هزینهی کمتری را در بر می‌گیرد. معمولاً برای تفکیک قطعات بزرگ‌دنا (بزرگتر از 500 جفت باز) در صورتی که هدف صرفاً بررسی کیفی و تفکیک باشد؛ استفاده از آگارز، ارجح است. معمولاً برای تفکیک قطعات کوچکتر از 100 جفت باز از آگارز 3 درصد و برای قطعات بزرگتر از 500 جفت باز از آگارز 0.8 درصد استفاده می‌شود.




اگر نیاز به تفکیک دنا به صورت تکرشته‌ای باشد؛ مواد denature کننده مثل اوره یا فرمالدهید در ژل همزمان با الکتروفورز استفاده می‌شود. این ژل‌ها پیچ و تاب‌های اسیدهای نوکلئیک را از هم باز کرده و تفکیک مولکول‌ها براساس طول آن‌ها انجام می‌شود. مولکول‌های کوچک‌تر در مقایسه با مولکول‌های بزرگ‌تر، سریع‌تر حرکت کرده و مسافت بیشتری را طی می‌کنند.


برای مشخص کردن مولکول‌های تفکیک شده در الکتروفورز از روش‌های رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود. برای دنا از اتیدیوم برماید (EtBr) و آکریدین نارنجی، متیلن بلو، ریبوفلاوین و یا پروبیدیوم یداید (PI) استفاده می‌شود. مواد رنگ‌کننده‌ی دنا بین دو رشته‌ی آن قرار گرفته و از این رو فقط می‌توان مولکول‌های دورشته‌ای را مشاهده کرد.


برای رنگ‌آمیزی دنا تفکیک شده بر روی ژل آکریل‌آمید نیز از رنگ‌آمیزی نقره (silver staining) استفاده می‌شود که هم دنا دورشته‌ای و هم تکرشته‌ای را به رنگ قهوه‌ای پررنگ، رنگ می‌کند.





 = Adenine

 = Thyrmine

 = Cytosine

 = Guanine

 = Phosphate
backbone



مواد و محلول‌های لازم:

1- یک لیتر بافر 10xTBE شامل:

تریس 108 گرم، اسید بوریک 55 گرم، محلول 0.5 مولار EDTA با $\text{pH}=8$

40 میلی‌لیتر مواد فوق با آب مقطر به حجم 1 لیتر رسانیده می‌شود؛ و هنگام مصرف 10 برابر رقیق می‌گردد (این محلول قابل اتوکلاو می‌باشد).

2- محلول اتیدیوم برماید (10 میلی‌گرم در میلی‌لیتر)

(هنگام استفاده 10 میکرولیتر از این محلول به 100 میلی‌لیتر از 1xTBE اضافه می‌گردد).

توجه: محلول فوق به شدت سمی و سرطان‌زا است و هنگام کار با آن بایستی حتما از دستکش استفاده کرد.

3- ژل آگارز

به مقدار موردنیاز بسته به درصد ژل پودر آگارز در 100 میلی‌لیتر بافر 1xTBE تهیه می‌گردد. برای تهیهی ژل 0.8 درصد مقدار 0.8 گرم پودر آگارز در 100 میلی‌لیتر بافر 1xTBE حل می‌شود.

4- لودینگ بافر شامل:


0.09 درصد بروموفنل بلو، 0.09 درصد گزین سیانول

و 10 درصد گلیسرین.

5- دنای حاصل از PCR

وسایل لازم:

دستگاه کامل الکتروفورز، منبع تغذیه، سپر و سرسپر، شعله، همزن، لوله‌های اپندرف استریل



روش کار:

- 1- ژل را با غلظت 0.8 درصد تهیه کنید.
 - 2- دستگاه الکتروفورز را تنظیم و شانه را در فاصله 1 میلی‌متری از کف و نیم تا 1 سانتی‌متری از سر قالب قرار دهید.
 - 3- ژل را در سینی ژل بریزید و تا منعقد شدن آن صبر کنید.
 - 4- پس از آماده شدن ژل آن را در تانک الکتروفورز حاوی بافر 1xTBE قرار دهید به طوری که بافر روی ژل را بپوشاند.
 - 5- در یک لوله‌ی اپندرف تمیز و استریل، 5 میکرولیتر محصول PCR را با 1 میکرولیتر لودینگ بافر مخلوط کرده و در چاهک‌ها منتقل کنید.
 - 6- الکتروفورز محصول PCR را در اختلاف پتانسیل ثابت 90-100 ولت انجام دهید.
- توجه:** جهت تعیین غلظت و خلوص محصول PCR مطابق با روش توضیح داده شده در جلسه‌ی چهارم عمل کنید.

سوالات:

1- در صورت اضافه نکردن اتیدیوم برماید به ژل قبل از انجام الکتروفورز، چه راهی برای رنگ‌آمیزی دنا بعد از الکتروفورز پیشنهاد می‌کنید؟

2- در روش PCR مراحل مختلف را توضیح داده و بیان نمایید چرا با بالا رفتن دما از annealing به extension پرایمرها از محل خود جدا نمی‌شوند؟