



University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

Farzaneh Forouharfar



استخراج DNA ژنومی از بافت گیاهی
(Genomic DNA Extraction from Plant Tissue)

اهداف آزمایش:

✓ هموژنه نمودن بافت گیاهی

✓ استخراج DNA ژنومی


مقدمه

علاوه بر تولید محصولات ارزشمند به وسیله میکروب‌ها، از مهندسی ژنتیک می‌توان به منظور ایجاد گیاهان و جانوران تغییر یافته نیز استفاده کرد که به این موجودات Transgenic گفته می‌شود. تغییرات ژنی این موجودات، مواردی چون تولید محصولات بیشتر، تغییر کیفیت محصولات و تولید پروتئین‌های خاصی که بوسیله باکتری‌ها نمی‌توان آنها را تولید کرد، را در برمی‌گیرد. این کار بطور کلی از طریق وارد کردن ژن‌های نو ترکیب در دوران جنینی به جانوران و در کشت بافت به گیاهان انجام می‌شود.

در این راستا گیاهان نه تنها اهمیت بسزایی در کشاورزی دارند، بلکه بعضی از گیاهان زینتی و دارویی ارزش اقتصادی بسیاری دارند. امروزه از کدئین، کیتین و دیگوکسین گیاهان داروهای جهت کاهش درد، ضد مالاریا و ضد التهاب قلب و ... تهیه می‌شود. بعلاوه در مطالعاتی در زمینه تولید گیاهان برتر مانند گیاهان مقاوم به علف‌کش‌ها، مقاوم در برابر حشرات و خشکی، مقاوم در برابر ویروس‌ها از جمله بیماری موزائیک تنباکو، مقاوم نسبت به بیماری‌های قارچی. تولید اسید آمینه‌های مختلف، و تحمل به نمک در گیاه تنباکو، سیب زمینی و گوجه فرنگی صورت گرفته است و روش‌هایی برای کشت سریع گیاهان و انتقال DNA خارجی به گیاهان ابداع شده است.

دانشمندان تمایل دارند به همان گونه که ژنی را وارد مخمر یا وارد باکتری می‌کنند، بتوانند ژنی را به سلول گیاهی وارد کنند. این موضوع طی دو مرحله اساسی شکل خواهد گرفت: اول بدست آوردن ژنهای خاص، دوم: انتقال آن به ژنوم گیاه. یکی از راههای ایجاد نوترکیبی در گیاه استفاده از باکتری آگروباکتریوم میباشد. این باکتری حاوی پلاسمیدی به نام پلاسمید Ti می‌باشد که ایجاد تومور در بعضی از گیاهان می‌کند. شکل ۱-۷ انتقال T-DNA باکتری به گیاه را نشان می‌دهد.

پلاسمید Ti در باکتری آگروباکتریوم باقی می‌ماند چون فقط قسمتی از آن بنام T-DNA وارد گیاه می‌شود. این DNA باعث ساخته شدن اسید آمینه‌های غیر ضروری مانند اوپینها (Opines) می‌شود و نهایتاً منجر به تولید اکسین و فیتوهورمون می‌شوند که باعث رشد سلول می‌شود. اوپین‌ها هرگز در گیاهان وجود ندارند و این ماده منبع ازت برای رشد آگروباکتریوم میباشد (پلاسمید Ti مولکول‌های DNA حلقوی با وزن مولکولی $100 \times 1/2$ می‌باشند).



- یکی دیگر از راه‌های وارد کردن ژن نو ترکیب به درون سلول‌های گیاهی استفاده از ویروس‌هایی است که خاصیت بیماری‌زایی آن را از بین برده باشیم. برای مثال، ویروس «زمینی دو» DNA تک زنجیره‌ای دارد که در حالت همانندسازی به صورت دو زنجیره تبدیل می‌شود. از این ویروس برای انتقال ژنوم به گیاه استفاده می‌شود.

- راه دیگر انتقال DNA به گیاه از طریق شوک الکتریکی است. با توجه به اینکه آگروباکتریوم، فقط سلول‌های دو لپه‌ای را آلوده می‌کند، برای سلول‌هایی مانند گندم، برنج و ذرت از طریق شوک الکتریکی برای انتقال DNA به درون سلول استفاده می‌شود. برای استفاده از الکتروپوریشن به سلول گیاه احتیاج به پروتوپلاست است ولی تولید گیاه کامل از پروتوپلاست تک لپه‌ای مشکل است و اگر DNA مستقیم به درون سلول تزریق شود بهتر است. بنابراین می‌توان از طریق تزریق توسط تفنگ آبی DNA مورد نظر را وارد سلول‌های حاوی دیواره نمود.

مطالعات جهت تنظیم بیان ژن در گیاهان و بهینه کردن محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف ادامه دارد. در این جلسه با دستورالعمل سریع استخراج DNA از یک بافت گیاهی آشنا خواهید شد.



مواد و محلول‌های مورد نیاز:

بافر استخراج ۲۰ میلی لیتر کامل:

Tris-HCl 1M, pH = 8	10 ml
NaCl 5M	2.5 ml
EDTA 0.5 M	2.5 ml
H ₂ O استریل	5 ml

اتانول خالص (مرك) (سرد -۲۰ °C)

SDS 20%

الکل ۷۵%

استات پتاسیم (3M, pH = 5.2)

5M کلرید پتاسیم (KCl)

ایزوپروپیل

آب مقطر استریل و یخ

بافر TE

استات سدیم (3M, pH = 5.2)

وسائل مورد نیاز:


- لوله‌های اپندرف ۱.۵ میلی لیتری استریل
- میله شیشه‌ای ظریف استریل
- بن ماری C ۶۵°
- دستگاه میکروسانتریفوژ
- فریزر C ۲۰°-



روش کار:

- ۱- ۰/۵ گرم از بافت گیاهی را با 1ml بافر استخراج DNA، در یک اپندرف مخلوط کرده و با میله شیشه‌ای کاملاً بسائید. با این روش بافت را هموژنه می‌کنید.
- ۲- ۱۵۰ میکرولیتر محلول SDS ۲۰٪ به مخلوط اضافه کنید.
- ۳- بعد از مخلوط کردن و تکان دادن لوله اپندرف به مدت ۱۰ دقیقه در بن ماری C ۶۵° انکوبه کنید.
- ۴- $\frac{1}{3}$ حجم محلول استات پتاسیم (3M, pH = 5.2) اضافه کنید (۴۰۰ میکرولیتر)
- ۵- به خوبی نمونه را مخلوط کنید و به مدت ۱۰ دقیقه در یخ انکوبه نمائید.
- ۶- نمونه را در دور ۱۰۰۰۰rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ کنید.
- ۷- محلول رویی را به اپندرف تمیز و استریل منتقل نموده و هم حجم آن ایزوپروپانول اضافه کنید.
- ۸- نمونه را به آرامی مخلوط کرده و به مدت ۱۰ دقیقه در فریزر C° ۲۰- انکوبه کنید.
- ۹- به مدت ۱۵ دقیقه لوله ها را در دور ۱۰۰۰۰rpm سانتریفوژ کنید.

- ۱۰- محلول روئی را دور ریخته و 1μL بافر TE (۰/۱) به آن اضافه کنید.
- *در صورت نیاز به خالص سازی نمونه، مراحل ۱۱-۱۷ را انجام دهید.
- ۱۱- ۱۰۰ μL محلول استات سدیم (5M, pH = 5.2) اضافه کرده، مخلوط کنید.
- ۱۲- ۲ حجم اتانول خالص سرد (°C -۲۰) اضافه کنید و ۵ دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه نمائید.
- ۱۳- ۱۰ دقیقه در دور ۱۴۰۰۰ rpm سانتریفوژ نمائید.
- ۱۴- محلول روئی را دور ریخته و رسوب را در ۵۰۰ μL الکل ۷۵٪ شستشو دهید.
- ۱۵- ۳ دقیقه در دور ۱۴۰۰۰ rpm سانتریفوژ کنید.
- ۱۶- الکل را دور ریخته و اجازه دهید لوله‌ها در معرض هوا یک تا دو دقیقه خشک شوند.
- ۱۷- به رسوب حاوی DNA، ۵۰ میکرولیتر TE اضافه کنید.
- ۱۸- پس از حل شدن کامل DNA در بافر، آنرا در ژل آگاروز آنالیز کنید.



سوالات:

۱- در چه مرحله‌ای DNA ژنومی گیاهی رسوب داده می‌شود؟

۲- به نظر شما چه تغییراتی در این روشها می‌توان داد به نحوی که در کیفیت و کمیت میزان DNA استخراج شده، تغییری حاصل نشود؟

۳- استخراج DNA ژنومی از بافت جانوری را با بافت گیاهی مقایسه نمایید.