







University of Isfahan
Biological Science and Technology
Department of Cell and Molecular Biology
Cellular and Molecular Laboratory
Farzaneh Forouharfar

عنوان
آشنایی با اصول الکتروفورز و جداسازی
ماکرومولکولها از هم یا غربالگری مولکولی

ELECTROPHORESIS

اهداف

- ۱- انجام الکتروفورز افقی و جداسازی DNA ژنومی خون انسان
- ۲- آشنایی با اهداف گسترده الکتروفورز



آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی - فرزانه فروهر فر

مفهوم الکتروفورز

Electro (الکتریکی) Phoresis (حرکت)

الکتروفورز در حقیقت نوعی کروماتوگرافی است که جهشی بزرگ در توانایی جداسازی ماکرومولکولها به خصوص پروتئینها و دی ان ای به وجود آورد. جداسازی با این روش از هر نوع کروماتوگرافی بهتر صورت می گیرد. به این معنا که ماکرومولکولها با وزن مولکولی نزدیک و بار مشابه که جداسازی آنها به روشهای دیگر ممکن نیست در الکتروفورز به خوبی تفکیک می شوند. در واقع در الکتروفورز ماکرومولکولها در یک میدان الکتریکی قرار گرفته و به واسطه بار الکتریکی، شکل، اندازه و ساختمان فضایی و وزن مولکولی که دارند در این میدان حرکت کرده و از هم تفکیک می شوند.

الکتروفورز عموماً به دو روش صورت می‌گیرد:

۱: الکتروفورز افقی که ژل در آن به حالت افقی قرار داشته و برای جداسازی قطعات DNA و RNA بزرگتر از ۵۰۰ bp به کار می‌رود.

۲: الکتروفورز عمودی که در آن ژل به حالت عمودی قرار دارد و بیشتر جهت جداسازی آنزیم‌ها و پروتئین‌های غیر فعال و قطعات DNA کوچکتر از ۵۰۰ bp بکار می‌رود.




قسمت‌های مختلف دستگاه الکتروفورز

سیستم الکتروفورز شامل دو قسمت اصلی می‌باشد:

۱- تانک الکتروفورز و ملزومات آن

شامل تانک یا بدنه اصلی الکتروفورز مجهز به الکترودهایی از جنس فلزهای رسانای مرغوب، سینی ژل، میز ژل، شانه، گیره، تیغه می‌باشد که هر کدام از جنس ترکیبات مقاوم به اسید و ترکیبات شیمیایی می‌باشند.



اجزا دستگاه الکتروفورز

۲- منبع تغذیه یا پاور سوپلای

این دستگاه همزمان ولتاژ و آمپراژ لازم را جهت انجام الکتروفورز تأمین می‌کند و قابلیت تنظیم مدت زمان انجام الکتروفورز را دارد.

انواع منبع تغذیه یا پاور سوپلای



انواع سمپلر و سر سمپلر و رک سمپلر





انواع ژل

۱- ژل پلی آکریل آمید

این ماده نوعی کربوهیدرات است که در شرایط خاص و مناسب به حالت پلیمریزه و ژله مانند در می آید. این ماده تا زمانی که پلیمریزه نشده و به حالت مایع است، بسیار خطرناک و جهش زا می باشد. اما وقتی به حالت ژل درآید، بی خطر است. معمولاً ژل های عمودی جهت جداسازی پروتئین ها و آنزیم ها به کار می رود. اگر الکتروفورز با این ژل انجام شود، اصطلاحاً به آن پلی اکریلامید ژل الکتروفورسیس یا PAGE می گوئیم.

۲- ژل آگارز

نوعی آگار خالص و تصفیه شده با درجه خلوص بالاست و برای ژل های افقی جهت جداسازی DNA و RNA کاربرد دارد. این ترکیب پلی ساکاریدی از نوعی جلبک قرمز دریایی استخراج و خالص سازی می شود. اگر الکتروفورز با این ژل انجام شود، اصطلاحاً به آن آگارز ژل الکتروفورسیس یا AGE می گوئیم.

۳- ژل نشاسته ای

به صورت هیدرولیز شده و خالص جهت جداسازی آنزیم ها و ایزوزیم ها یا فرمهای مختلف یک آنزیم مصرف می شود. این ژل ها معمولاً هنگام تهیه با ضخامتی حدود ۱ سانتی متر آماده می شوند.

درصد ژل تهیه شده جهت انجام الکتروفورز در جداسازی ماکرومولکولها تأثیر بسزایی دارد. هرچه درصد آن بالاتر باشد جداسازی ماکرومولکول بهتر و دقیق تر انجام می شود.

مقایسه دو ژل آگاروز و پلی اکریلامید

ژل پلی اکریلامید	ژل آگاروز
از ایجاد اتصالات عرضی پلیمر آکریلامید تهیه می شود.	از پلی ساکارید جلبک های دریایی تهیه می شود.
درون کاست عمودی شکل می گیرد.	درون کاست افقی شکل می گیرد.
سمی و خطرناک است.	غیرسمی است.
مولکول های کوچک را از هم جدا می کند.	مولکول های بزرگ را از هم جدا می کند.
برای جداسازی DNA و پروتئین ها مناسب است.	برای جداسازی DNA مناسب است.
دارای منافذ کوچک است.	دارای منافذ بزرگ است.
ساختار سخت و پیچیده دارد.	ساختار ساده دارد.


انواع بافر

بافر بستری را جهت هدایت الکتریکی یون ها و PH مناسب قلیایی در زمان انجام الکتروفورز را فراهم می کند.

چند نوع بافر مورد استفاده در انجام الکتروفورز معمولاً TBE (تریس، بوریک اسید، EDTA) یا TPE (تریس، فسفیک اسید، EDTA) و یا TAE (تریس، استیک اسید، EDTA) می باشد که تنها اسید مورد استفاده در آن ها متفاوت است.

pH	نوع بافر
7.0	Phosphate Buffer
8.0	Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE)
8.0	Tris-Acetate-EDTA Buffer (TAE)
8.5	Tris-Glycine Buffer (TG)
7.0	Tris-Citrate-EDTA Buffer (TCE)
8.0	Tris-EDTA Buffer
7.5	Tris-Maleic acid-EDTA Buffer (TME)
8.6	Lithium-Borate Buffer (LB)

Agarose Gel Electrophoresis



مراحل انجام الکتروفورز

جهت جداسازی قطعات DNA یا RNA توسط الکتروفورز افقی، مراحل زیر صورت می‌گیرد:

۱- آماده سازی ماکرومولکول DNA

ماکرومولکول‌ها با استفاده از تکنیک‌های جداسازی اجزاء درون سلولی، طی روش‌های دقیق مربوط به هر نمونه بایستی جدا شوند. (در این آزمایش ماکرومولکول‌های DNA استخراج شده از خون انسان که قبلاً آماده شده جهت آنالیز مورد استفاده قرار می‌گیرد).

Step 1

- Place DNA into tubes

DNA can come from tissue or body fluid, such as cheek cells, blood, skin, and hair.





۲- تهیه ژل Preparing the gel

ژل آگارز با درصد مشخص در بافر TBE تهیه می‌شود (دقت شود که درصد ژل تأثیر بسزایی در جداسازی ماکرومولکول‌ها دارد). هنگام ساخت ژل یکسری چاهک توسط شانه‌های مخصوص درون آن‌ها تعبیه می‌شود، که محل تزریق نمونه ماکرومولکول در ژل است.


مراحل تهیه ژل آگارز


Agarose Gel Preparation:


11

- Dissolve powdered agarose into electrophoresis buffer
- Boil to dissolve the agarose
- Pour into gel trays and insert comb to form loading wells
- Allow to harden at room temperature
- Remove comb to reveal loading wells

<http://www.nslc.wustl.edu/courses/Bio2960/labs/07DNA/Gel/f21.gif>









۳- ریختن ژل در سینی CASTING

ژل به صورت مذاب در سینی ریخته و در جای مسطح مناسبی قرار داده می شود تا منعقد گردد.








Figure 1. A solidified agarose gel after removal of the comb.




- Dye DNA and place into gel



The gel is made out of agarose, which is similar to jello.



The gel is made with wells at one end so that the DNA can be loaded into the gel.



Pipettes for gel loading only
Do not remove from this area.
Thanks

1xTBE
GEL
RUNNING
BUFFER








Visitor
Pass No 5



۴- ریختن نمونه در چاهک‌ها LOADING






در این مرحله نمونه حاوی ماکرومولکول به درون چاهک ریخته می‌شود. به عمل ریختن نمونه در چاهک‌ها لودینگ می‌گویند. برای انجام این مرحله ماکرومولکول‌ها بایستی با ترکیبی خاص به نام بافر بارگذاری ترکیب شوند که حاوی چندین ماده از جمله گلیسرول (جهت سنگین کردن ماکرومولکول‌ها برای انتقال آن‌ها به درون چاهک) و یک ماده رنگی به نام بروموفنل بلو (جهت رنگی کردن محیط ماکرومولکول‌ها) می‌باشد. مخلوط کردن این ماده با ماکرومولکول علاوه بر موارد فوق به چند منظور انجام می‌شود:

الف) موقع ریختن ماکرومولکول در چاهک به واسطه وجود ماده رنگی عمل لودینگ دقیق‌تر انجام می‌شود.

ب) ماده رنگی به عنوان خط نشانه عمل می‌کند و با استفاده از آن مسیر حرکت ماکرومولکول و میزان حرکت آن را روی ژل می‌توان تشخیص داد. هم‌چنین برای محاسبه R_f مورد استفاده قرار می‌گیرد.










۵- برقراری جریان الکتریکی و حرکت ماکرومولکول‌ها Running

با قرار دادن ژل درون تانک الکتروفورز حاوی بافر، ریختن ماکرومولکول‌ها در چاهک و اتصال آن به جریان برق، در ولتاژ و آمپراژ مناسب ماکرومولکول‌ها به حرکت درآمده و جداسازی صورت می‌گیرد. حرکت الکترون‌ها از قطب منفی به قطب مثبت باعث حرکت ماکرومولکول‌ها می‌شود.








Transluminator

۶- رنگ آمیزی Staining

پس از مرحله فوق، ماکرومولکول تفکیک شده بر روی ژل را بایستی رنگ آمیزی کرد که این عمل به صورت اختصاصی و بر حسب نوع ماکرومولکول با مواد رنگی خاصی صورت می گیرد. رنگ آمیزی پروتئین ها توسط ماده رنگی کوماسی بلو یا کوماسی آبی انجام می شود که پروتئین ها را به رنگ آبی در می آورد و رنگ آمیزی DNA و RNA توسط ماده ای به نام اتیدیوم بروماید صورت می گیرد. اتیدیوم بروماید بسیار سمی و خطرناک است و یک ماده موتاژن یا جهش زا می باشد.

DNA رنگ شده با اتیدیوم بروماید تحت تأثیر امواج ماوراء بنفش در دستگاه اشکارساز یا ترانس لومیناتور به رنگ نارنجی براق دیده می شود.








۷. عکسبرداری Photography

در پایان جهت ثبت و انتشار نتایج حاصل از انجام الکتروفورز ماکرومولکول می توان از آن توسط دستگاه ژل داک یا Gel Documentation عکسبرداری نمود.




Gel documentation








Molecular-weight size Ladder



- Smaller pieces of DNA travel farther than Larger pieces of DNA



End result!

الکتروفورز هوشمند

امروزه الکتروفورز هوشمند نیز اختراع و طراحی شد که قادر است پس از رویت باند های آبی رنگ در محل خاص خود تماس تلفنی با کاربر برقرار کرده و دستور خاموش شدن دستگاه را بصورت تلفنی دریافت کند و همچنین بطور هوشمند از طریق سیستم پمپینگ بافر را توسط cooler (خنک کننده) خنک کرده و ضمن کنترل دما ان را در حد مطلوب نگه دارد تا افزایش دما به ماکرومولکول آسیب نرساند و سبب تغییر شکل یا تخریب آن نشود و احیایا موارد بحرانی و خاص و غیر منتظره را نیز اطلاع می دهد. که از مزیت های استفاده از الکتروفورز هوشمند است.



مواد و وسایل مورد نیاز

مواد و وسایل مورد نیاز

DNA استخراج شده از بافت خون انسان

پودر آگارز

بافر بارگذاری یا لودینگ بافر

دستگاه الکتروفورز افقی

سمپلر یا میکروپی پت و سر سمپلر

دستگاه ترانس لومیناتور یا اشکارساز و دستگاه ژل داک

شعله یا ماکروفر

اتیدیوم برماید

منبع تغذیه

بافر TBE

چسب کاغذی

قیچی

دستکش غیر قابل نفوذ

ترازو

ارلن یا بشر

روش کار

در این جلسه جهت آنالیز و الکتروفورز DNA ژنومی خون انسان، موارد زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا بایستی با حرارت دادن مقدار مشخصی از پودر آگارز (۱ گرم) در ۱۰۰ میلی لیتر بافر TBE، ژل را تهیه کنید تا زمانی که کاملاً شفاف و یک دست شود. ژل بدست آمده در این حالت ۱ درصد می باشد.

۲- سپس سینی ژل را اگر تیغه عایق نداشت از دو طرف با نوار چسب کاغذی مسدود کرده و شانه را به طور مناسب جهت ساخت چاهک ها در یک انتهای سینی ژل قرار دهید. باید دقت شود شانه به کف سینی برخورد نکند و حداقل ۱ میلیمتر از آن بالاتر باشد. چون در غیر این صورت به جای چاهک در ژل سوراخ ایجاد می شود و نمونه هنگام لود شدن از طرف دیگر ژل خارج می شود و وارد تانک الکتروفورز می شود.

۳- سینی را بر روی یک سطح صاف قرار داده و ژل مذاب را در سینی بریزید و صبر کنید تا در دمای محیط منعقد شود. سپس به آرامی و با دقت شانه را به طور عمودی از ژل خارج کنید تا دیواره بین چاهک‌ها خراب نشود. سینی ژل را از جهتی در تانک الکتروفورز قرار دهید که چاهک‌ها که در واقع محل لود کردن ماکرومولکولها می باشند نزدیک قطب منفی قرار بگیرند، سپس بافر را در تانک روی ژل بریزید بنحوی که کاملاً روی ژل را بپوشاند.

۴- توسط سمپلر DNA را با مقدار مشخصی لودینگ بافر یا بافر بارگذاری ترکیب و در چاهک‌ها لود کنید.

۵- سپس الکتروودها یا قطب‌های مثبت و منفی تانک را به طور صحیح به دستگاه منبع تغذیه وصل کنید. ولتاژ و آمپراژ لازم را تنظیم کنید. دقت شود ولتاژ مناسب جهت الکتروفورز DNA و RNA بین ۷۰-۴۰ و نهایتاً ۱۰۰ ولت و برای پروتئین‌ها بین ۱۵۰-۱۰۰ ولت است. در حین انجام الکتروفورز اگر ولتاژ زیاد باشد حتماً بایستی تانک را خنک نمود، چون گرم شدن توسط جریان الکتریسیته ممکن است ژل را ذوب کند. پس از رسیدن ماده رنگی به دو سوم طول ژل جریان الکتریکی را قطع کنید.

۶- ژل حاوی DNA را جهت رنگ آمیزی DNA با مقدار مشخصی اتیدیوم برماید به مدت حداقل ۲۰ دقیقه ترکیب کرده و سپس ژل را در اتاق تاریک بر روی دستگاه ترانس لومیناتور مشاهده کنید.
در قسمت‌هایی از ژل که DNA وجود دارد تحت تاثیر امواج ماوراء بنفش نارنجی براق بنظر میرسد.


مقدار R_f را برای هر باند DNA با خط کش اندازه گیری کنید. این مقدار برای هر ماکرومولکول منحصر بفرد و خاص همان ماکرومولکول می باشد و همیشه از واحد یا از عدد یک کمتر می باشد.

$$R_f = \frac{\text{distance of macromolecules from beginning}}{\text{distance of color object from beginning}}$$

Agarose Gel Electrophoresis




Step 1: Making the Gel



A common material used for gel electrophoresis of DNA is agarose. Agarose gels are made by first boiling a mixture of powdered agarose and buffer. When the mixture is cooled to about 65°C, the solution is poured into a gel mold. When further cooled to room temperature, the agarose solidifies to produce the gel with indentations called wells.




Step 2: Setting up the Apparatus



The agarose gel is placed in an electrophoresis apparatus and buffer is added to cover the gel.




Step 3: Loading DNA into the Gel



DNA is loaded into the wells using a micropipettor. Each DNA sample has tracking dyes added to it (usually blue) and either sucrose or glycerol to make the solution dense and "sink" into the well.




Step 4: Movement of DNA Fragments



After the wells are filled, the power supply is turned on and the DNA moves towards the + pole. At this stage the DNA band(s) cannot be seen, but the tracking dye (dark blue) allows the progress of the electrophoresis to be followed. The smallest DNA fragments typically follow the blue dye down the gel.



Step 5: Staining the DNA Bands




The DNA is visualized by staining, for example with ethidium bromide (EtBr), and then destaining in water. The EtBr binds to the DNA and makes it fluoresce orange under UV light.



Step 6: Photographing the Results

A photograph of the results is taken and used for analysis and for a permanent record of the experiment.



برخی از کاربردهای الکتروفورز کاربردهای بالینی


الکتروفورسیس الکتروفورز سرم خون

در آزمایشات تشخیصی پزشکی و بالینی تشخیص برخی از آنزیم ها یا پروتئینها و وجود یا عدم وجود آنها در سرم خون از جمله فاکتور های بسیار مهمی است که توسط الکتروفورز شناسایی می شوند و بیانگر صدمات مغزی، انفارکتوس (صدمات قلبی)، دیستروپی عضلانی و یا بیماری های کبدی است.




الکتروفورز پروتئینهای ادرار

در بیماری های اتوایمنیون که سیستم ایمنی درگیر می شود مانند بیماری های کبدی، کلیوی و وجود التهابات حاد و مزمن الکتروفورز پروتئینهای ادرار توسط پزشک درخواست می شود.



تشخیص انواع کم خونی و الکتروفورز هموگلوبین خون
هموگلوبین A بیشترین هموگلوبین در افراد بالغ و سالم است. در بیماری های تالاسمی و کم خونی داسی شکل هموگلوبین نوع A کاهش می یابد.



کاربردهای دیگر الکتروفورز

امروزه الکتروفورز از مرز آزمایشگاه های علوم پایه، مهندسی ژنتیک و تشخیص طبی و پزشکی قانونی فراتر رفته و به عنوان شاهد و یکی از مهمترین ادله برای وکلا، قضات، هیئت منصفه در امور قضایی نیز محسوب می شود. برای مثال در موارد تعیین هویت و تعیین والدین و تشخیص قرابت های خانوادگی کاربرد بسیار زیادی در علوم ژنتیک پیدا کرده است.

