



University of Isfahan

Faculty of Biological Science and Technology


Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology

Farzaneh Forouharfar

# هضم آنزیمی (Enzymatic Digestion)



ساختر دي ان اي



# مقدمه

محصول PCR در دو انتهای خود دارای جایگاه برش آنزیم EcoRI می باشد. وکتور PSVM dhfr نیز که برای کلونینگ این قطعه استفاده شد دارای یک جایگاه منفرد EcoRI می باشد.

آنزیم محدود کننده EcoRI:


(۱) جایگاه شناسایی و برش این آنزیم 5' G|AATTC 3' می باشد.

(۲) درجه حرارت مناسب برای فعالیت آنزیم ۳۷ درجه سانتیگراد است.

(۳) در بافر 10X buffer EcoRI فعالیت آنزیمی ۱۰۰٪ دارد.

(۴) این آنزیم در شرایط نامناسب star activity نشان می دهد.







**نکته:** زمانیکه می خواهیم از دو آنزیم متفاوت برای هضم آنزیمی استفاده کنیم ممکن است بافر با دمای اپتیمم فعالیت دو آنزیم متفاوت باشد. در صورتیکه آنزیم ها بافر متفاوتی داشته باشند در ابتدا سعی می شود برای آن یک بافر مشترک تهیه گردد. در حال حاضر بافرهایی به نام tango طراحی شده‌اند که در آنها، اکثر آنزیم ها فعالیت خود را حفظ می‌کنند.

در صورتی که بافر مشترکی وجود نداشته باشد، باید پس از هضم DNA با آنزیم اول، DNA برش یافته را در معرض برش با آنزیم دوم قرار داد.

مشکل دیگر در کار با آنزیم‌ها، دمای اپتیمم متفاوت آنهاست که اگر در خارج از این دما قرار گیرند ممکن است star activity ایجاد کنند. برای رفع این مشکل در بعضی موارد می توان از Heat inactivation استفاده کرد. بعضی از آنزیم‌ها در درجه حرارت های بالا (۶۵ درجه به بالا) غیر فعال می شوند، بنابراین به راحتی می توان آنها را پس از مدت لازم جهت digestion توسط حرارت غیر فعال نمود و پس از آن از آنزیم دوم در درجه حرارت مورد نیاز آن استفاده شود.





# مراحل کار:

ترکیبات زیر را به ازای 1µg DNA در اپندروف با هم مخلوط کنید:

EcoRI:	0.5 µg
Template (Plasmid/insert):	1 µg
EcoRI buffer (10X):	4 µl
H <sub>2</sub> O :	up to 40 µl



نمونه های برش یافته باید به مدت ۱-۱۶ ساعت در دمای مناسب آنزیم (برای EcoRI ۳۷ درجه) قرار گیرند.

۲. این مرحله آماده کردن ژل TAE ۱% است که در اینجا چون نمونه شما ۴۰ میکرو لیتر است باید چاهک‌های بزرگتری داشته باشید. برای تهیه این چاهک‌ها با دانستن این مورد که هر چاهک چه حجمی را در بر می‌گیرد، می‌توان تعداد معینی از آنها را به هم متصل کرد تا حجم مطلوب ایجاد شود.

**نکته:** مقدار آنزیم مورد نیاز جهت هضم کل DNA مورد استفاده بستگی به غلظت DNA و آنزیم (unit/  $\mu$ l) دارد. هر آنزیم مقداری از آنزیم است که ۱ نانوگرم از DNA را به مدت ۱ ساعت در شرایط اپتیم آنزیم، برش می‌دهد. بنابراین میزان مورد نیاز هر آنزیم به غلظت خود آنزیم (تعداد unit در میکرولیتر) نیز بستگی دارد. به هر حال اگر به دلیل زیاد بودن میزان DNA به میزان زیادی از آنزیم نیاز است، خصوصا در مورد double digestion چون از دو آنزیم نیز استفاده می‌شود، بنابراین بهتر است میزان مورد نیاز آنزیم در طی دو مرحله مجزا به محلول DNA اضافه شود (۲/۳ میزان مورد نیاز در هنگام شروع digestion و بقیه بعد از ۱.۵ ساعت به محلول اضافه می‌شود).

۳. پس از پایان ژل الکتروفورز با مقایسه محل قرارگیری باندها با مارکر می‌توان جایگاه ژن مورد نظر برای انتقال و قطعه حامل از آن را که بعدا مورد نیاز است پیدا کرد. در مرحله بعد، استخراج DNA از ژل صورت می‌گیرد و پس از آن غلظت DNA استخراج شده برای انجام Ligation محاسبه می‌گردد.



