



University of Isfahan

Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology

Cellular and Molecular Laboratory

Farzaneh Forouharfar

عنوان

آشنایی با روشها و تکنیکهای جداسازی و جزیه جز کردن یاخته ها و اجزا درون یاخته ای 1

اهداف

✓ استخراج و خالص سازی کلروپلاست از سلول گیاهی با استفاده از روش سانتریفیوژ افتراقی (Differential centrifugation)

دیگر اهداف مورد بررسی در این آزمایش عبارتند از:

- ✓ تهیه بافر استخراج مناسب جهت استخراج کلروپلاست
- ✓ آشنایی با روش هموژناسیون مکانیکی یا فیزیکی
- ✓ استفاده از تکنیک سانتریفوژ افتراقی جهت جداسازی اندامک‌های درون سلولی
- ✓ تهیه لام خالص و سالم از کلروپلاست‌های ایزوله شده
- ✓ مشاهده غیر مستقیم اندامک پروکسیزوم و بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز

پس از بدست آمدن اهداف فوق، در ادامه می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مناسب، DNA یا رنگیزه‌ها یا آنزیم‌های کلروپلاست را از گیاهان استخراج نمود و یا با دستکاری ژنتیکی، با استفاده از علوم مهندسی ژنتیک به تولید گیاهان با تأثیرات دارویی بهینه، مبادرت نمود.

در اکثر گیاهان به خاطر داشتن ارزش دارویی بالا و وجود ترکیبات انتی اکسیدانسی و خاصیت ضد سرطانی، استخراج اندامک‌ها از جمله کلروپلاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امروزه یکی از روش‌های دستکاری ژنتیکی سلول‌های گیاهی، انتقال ژن مورد نظر به کلروپلاست گیاه است. از آنجا که کلروپلاست مکان و اندامک مهمی برای متابولیسم مواد می‌باشد، اولین گام در تحقق هدف فوق، استخراج و خالص‌سازی کلروپلاست و سپس دسترسی به ژنوم کلروپلاست می‌باشد، تا بتوان از آن به عنوان مرجع تغییرات بیوشیمیایی مورد انتظار استفاده نمود.

در این آزمایش، جداسازی و خالص‌سازی کلروپلاست، با مناسب‌ترین روش انجام می‌شود. نتایج نشان دادند کمیت و کیفیت کلروپلاست استخراج شده در سطح مطلوبی قرار دارد همچنین نتایج حاصل از الکتروفورز ژل آگارز نشان داده که میزان DNA استخراج شده از کلروپلاست‌ها نیز از سطح بالایی برخوردار است.



در روش‌های جزء به جزء کردن یاخته‌ها، برای استخراج و جداسازی اندامک‌های درون سلولی بایستی از بافر استخراج (Buffer Extract) مناسب استفاده کرد.

در این آزمایش سوسپانسیون سلولی حاصل از هموژن کردن بافت، در بافر استخراج حاوی غلظت معینی از سوکروز در بافر فسفات با سرعت‌های مختلف، مرحله به مرحله سانتریفوژ شده تا اندامک‌های یاخته‌ای بر اساس تفاوت در شکل، اندازه و وزن از هم جدا شوند.

کم‌کم در مراحل بعد سرعت و زمان افزایش می‌یابد تا خالص سازی نهایی اندامک مورد نظر صورت بگیرد. در سرعت پایین و زمان کم، کمترین نیرو به عصاره سلولی وارد و بزرگترین و سنگین‌ترین اجزاء سلولی ته‌نشین می‌شوند و اجسام سبکتر در قسمت رویی قرار می‌گیرند. با سانتریفوژ مجدد قسمت رویی یا سوپرناتانت در سرعت و زمان بالاتر به ترتیب اجزاء سلولی بیشتری از هم جدا می‌شوند. بنابراین مرحله به مرحله جداسازی انجام می‌شود.

در این روش سانتریفوژ افتراقی پس از پایان هر مرحله از سانتریفوژ در لوله آزمایش یک رسوب یا پلت خواهیم داشت و یک محلول رویی یا سوپرناتانت.

CENTRIFUGATION



Precipitate (**pellet**) stands for the concentrated particles in a tube after successful centrifugation.

Supernatant is the remaining solution above the pellet.

کلروپلاست

این اندامک در سلول از نظر تعداد و اندازه بسته به شرایط ژنتیک سلول و مرحله رشد و بلوغ آنها متفاوتند. طول آنها از 2 تا 30 میکرون و عرض آنها از 1 تا 3 میکرون و ضخامتی بین 1 تا 2 میکرون دارند قسمت های مختلف کلروپلاست شامل موارد زیر است:

غشای خارجی: این غشا به عنوان لایه بیرونی کلروپلاستها محسوب می شود و از جنس غشا سلولی است که فضای درونی کلروپلاست را از سیتوپلاسم سلول جدا می کند.

غشای درونی: این غشا نیز مشابه غشای خارجی است و فضای درون غشای داخلی کلروپلاست را از فضای بین دو غشا جدا می کند.


فضای بین دو غشا: بین دو غشای خارجی و درونی کلروپلاست فضایی وجود دارد که مایعی آن را پر کرده است. این مایع از آب و ترکیبات آلی و نمکهای کانی و یون های آنها تشکیل می شود، به این ناحیه، فضای بین غشایی می گویند.

فضای درون غشای داخلی: در قسمت درونی کلروپلاست، غشایی داخلی وجود دارد. این غشا با حضور دیسک‌های کیسه‌مانندی به نام «تیلاکوئیدها» **Thylacoid** دسته‌بندی شده‌اند.

تیلاکوئیدها محل انجام واکنش‌های مرحله نوری فتوسنتز هستند و به شکل دیسک‌های به هم پیوسته‌ای به نام «گرانوم» **Granum** قرار گرفته‌اند که به مجموع آنها گرانا **Grana** می‌گویند و توسط بخش‌هایی از جنس غشا به نام «لاملاهای استرومایی» **Stromal Lamella** با یک دیگر در ارتباط هستند. درون فضای تیلاکوئیدها «لومن» **Lumen** وجود دارد.

بین تیلاکوئیدها و غشای داخلی کلروپلاست از مایعی به نام «استروما» **Stroma** پر شده است. استروما شامل آنزیم‌های مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیم‌های لازم جهت بیوسنتز پروتئین‌ها، گرانول‌های نشاسته‌ای و نسخه‌هایی از ژنوم کلروپلاست است.

Chloroplast



© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.



مواد و وسایل مورد نیاز

مواد و وسایل مورد نیاز

1. بافر استخراج (سوکروز 0.25 مولار در بافر فسفات)
2. برگ‌های تازه اسفناج یا نمونه های مختلف گیاهی سبز رنگ
3. لوله آزمایش
4. لوله سانتریفوژ
5. سانتریفوژ یخچال‌دار
6. لام و لامل
7. میکرو پی پت یا سمپلر
8. میکروسکوپ نوری
9. سرنگ یا پاستورپی‌پت
10. پارچه صافی
11. بشر
12. ترازو
13. اب اکسیژنه

طرز تهیه بافر استخراج سوکروز در بافر فسفات

بافر فسفات

دی هیدروژن سدیم فسفات	NaH_2PO_4	۰/۷ گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات	Na_2HPO_4	0/3 گرم
آب مقطر	H_2O	۱۰۰ میلی لیتر


موارد فوق را به نسبت ذکر شده مخلوط کرده و PH را به کمک دستگاه PH متر به ۶/۵ برسانید. محلول فوق را در ظرفی در بسته در یخچال نگهداری و هنگام مصرف با آب مقطر ۶ بار رقیق کنید.

سوکروز 0/4 مولار

سوکروز	0/4 مولکول گرم	گرم $342 \times 0/4 = 136/8$
آب مقطر	۱۰۰۰ میلی لیتر	

جهت تهیه محلول بافری فوق، سوکروز را با بافر فسفات به حجم دلخواه می‌رسانیم.

روش کار




1. در ابتدا برگ های تازه ی اسفناج را با آب مقطر شسته خشک کنید و داخل کیسه فریزر به مدت چند ساعت قبل از آزمایش در یخچال قرار دهید و بقیه مراحل جداسازی را در برودت و در دمای 4- درجه سانتیگراد انجام دهید تا ساختار کلروپلاست به طور کامل حفظ و فعالیت آنزیمها حداقل شود.





2. رگبرگ های میانی و دمبرگ ها را جدا کرده و برگ ها را وزن کنید.

89% 19:45





3. به ازاء هر گرم وزن برگ 4 میلی لیتر از محلول بافر استخراج (بافر فسفات 0.06 M با PH=6.5) در 0.4 مولار سوکروز بیفزاید و مخلوط برگ ها و محلول بافری را در هاون چینی خنک یا هموژنایزر بسایید به طوری که سوسپانسیون سلولی نسبتاً هموژنی به دست آید.








آزمایشگاه سلولی و مولکولی. فرزانه فروهرفر


4. سوسپانسیون سبز رنگ به دست آمده را از بین پارچه یا کاغذ صافی چندلایه عبور داده و فیلتر کنید. بخش رده شده از صافی را به مدت 3 دقیقه در 1000 rpm یا 200g سانتریفوژ کنید تا یاخته‌های شکسته شده، هسته‌ها و دیواره سلولی و سیتواسکلتون زوائد دیگر برگ رسوب کنند.














5. محلول رویی حاصل از مرحله قبل را جدا کرده و به مدت 7 دقیقه در 3000 rpm یا 1000g سانتریفوژ کنید تا کلروپلاست‌ها ته نشین شوند.

6. در مدت انجام سانتریفوژ فوق یک قطره از رسوب مرحله قبل (مرحله 4) را توسط پاستورپی پت بر روی لام گذاشته، لامل گذاری کنید و در بزرگنمایی 40 مشاهده نمایید. کلیه مواردی را که در میدان دید مشاهده می‌کنید، از قبیل: آوندهای چوبی نوع اول مارپیچی و حلقوی، آوند آبکش، کرک‌های تک سلولی ساده و غده‌ای، کریستال‌های گیاهی اغزالات کلسیمی از نوع پریسماتیک یا منشوری و دروس، داربست یا دیواره سلولی پاره شده، سلول‌های نردبانی و اسفنجی پاراننشیمی و سلول‌های روزنه و غیره را شناسایی و شکل آن‌ها را در یک میدان دید میکروسکوپ رسم کنید. در صورت استفاده از نمونه گیاهی پتوس به وجود کریستال‌های اغزالات کلسیمی سوزنی شکل از نوع استیلوئید در رسوب دقت کنید.

کریستال پریسماتیک یا منشوری





کریستال Drus




کرک غده ای چند سلولی

مشاهدات سلولی رسوب حاصل از مرحله
اول سانتریفوژ



آوند چوبی و آبکش اولیه

سلولهای روزنه



7. پس از پایان سانتریفوژ محلول رویی را در لوله‌ای تمیز ریخته و جهت بررسی وجود یا عدم وجود اندامک پروکسی زوم ها نگه دارید. رسوب کلروپلاست را در محلول بافری تازه هموژن کنید. سپس در دور 3000 rpm مجدداً 7 دقیقه سانتریفوژ کنید. این عمل را در صورت لزوم تا خالص سازی نهایی کلروپلاست تکرار کنید.







8. در مدت زمان انجام سانتریفوژ فوق محلول رویی حاصل از مرحله 7 را که حاوی اندامک‌های سبک‌تر از کلروپلاست از جمله پروکسی‌زوم ها هستند، با افزودن چند قطره H_2O_2 (آب اکسیژنه) از جهت وجود یا عدم وجود پروکسی‌زوم‌ها چک کنید سپس مشاهدات خود را تفسیر و بررسی نمایید.


9. پس از انجام آخرین مرحله سانتریفوژ یک قطره از رسوب کلروپلاست خالص شده را در محلول بافری تازه هموژن کنید و در زیر میکروسکوپ فرم های مختلف این اندامک را مشاهده نمایید.

آیا شکل عمومی همه کلروپلاست‌های استخراج شده یکسان است؟ چرا؟
در سلول گیاهی سالم موقعیت کلروپلاست نسبت به سایر اجزاء سلول چگونه است؟
چرا؟

توجه: رنگ ردآمین معرف کلروپلاست است و آن‌ها را به رنگ قرمز در می‌آورد.












فرم بالغ کلروپلاست در میکروسکوپ نوری

کلروپلاست بدون رنگ آمیزی و رنگ شده توسط رودامین



تصاویر کلروپلاست در میکروسکوپ الکترونی TEM و مقایسه ابعاد آن با سایر اندامکها





Plasma membrane

Thylakoid membrane

Grana

Stroma

Chloroplast membranes
(outer and inner)



Starch granule



قرم بالغ کلروپلاست در میکروسکوپ
الکترونی

1 μm





آزمایشگاه سلولی و مولکولی. فرزانه فروهرفر





خلاصه مراحل استخراج اندامک کلروپلاست



مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی

جداسازی اندامکهای درون سلولی از بافت جانوری کبد




Fig. Differential sedimentation of subcellular organelles

پروکسی زوم

- ✓ از جوانه زدن SER یا شبکه اندوپلاسمیک صاف به وجود می آید و دارای تک غشاء تک لایه است.
- ✓ در سلول های جانوری و گیاهی وجود دارند .
- ✓ دارای چندین نوع آنزیم از جمله کاتالاز که یک اکسید کننده قد است می باشد.
- ✓ قطر پراکسی زوم ها معمولا 0/1-0/2 و گاهی به ندرت به 1-0/5 میکرومتر می رسد. پروکسی زوم ها برای حیات و ادامه آن در سلول ضروری اند.
- ✓ بیماری که با پروکسی زوم های دارای نقص ژنتیکی به دنیا می آیند اغلب طول عمر کوتاهتری نسبت به سایر افراد دارند و دچار سندروم زلوگر Zellweger می باشند.
- ✓ در گیاهان نیز در انواع زراعی که دانه های روغنی آنها پروکسی زوم های آسیب دیده دارند توانایی جوانه زدن کمتری دارند و در فتوسنتز غیر فعال ترند.

✓ به دلیل کوچکی و شکنندگی غشاء در مقایسه با هسته ،میتوکندری و کلروپلاست تحقیقات کمتری در رابطه با آنها صورت گرفته است.


✓ تمامی سلول های یوکاریوت دارای پروکسی زوم بوده و برای ادامه حیات به این اندامک نیاز دارند.

✓ این اندامک در متابولیسم لیپید ها و در تنفس نوری گیاهان نقش بسیار مهمی دارد.
✓ در درون ماتریکس پروکسی زوم به دلیل اکسیداسیون آنزیمی انواع مولکول ها با اکسیژن (O_2)، پراکسید هیدروژن (H_2O_2) تولید می شود و سپس آنزیم کاتالاز تجمع خطرناک این ترکیب را که مخرب و سمی است به سرعت تبدیل به آب و اکسیژن می کند.



✓ بدین ترتیب این اندامک ها در تنظیم فشار اکسیژن سلول نقش مهمی دارند.
✓ نام این اندامک از نام پراکسید هیدروژن به دلیل نقش مهم آن در تولید و تخریب مولکول (H_2O_2) گرفته شده است.

آنزیم کاتالاز

عمدتاً در سیتوپلاسم یا در اندامک پراکسی زوم سلول‌های کبد و کلیه بیشترین فعالیت سم زدایی را دارد در گیاهان نیز باعث محافظت سلول‌های گیاهی از فرایند اکسیداسیون رادیکال‌های آزاد می‌شود. این آنزیم، پراکسید هیدروژن یا آب اکسیژنه را که به‌طور طبیعی در بدن در فرآیندهای مختلف تولید می‌شود و یک عامل اکسید کننده و سفیدکننده قوی می‌باشد به آب و اکسیژن تجزیه می‌کند. اگر سطح آنزیم کاتالاز در بدن کاهش یابد تجمع پراکسید هیدروژن در فولیکول‌های مو باعث سفیدی مو و پیری زودرس می‌شود. از آنزیم کاتالاز در بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی جهت جلوگیری از اکسیداسیون آن‌ها استفاده می‌شود.



Anatomy of the Peroxisome





آزمایشگاه سلولی و مولکولی. فرزانه فروهرفر



آزمایشگاه سلولی و مولکولی. فرزانه فروهرفر



آزمایشگاه سلولی و مولکولی. فرزانه فروهرفر

آشنایی با سندرم زلوگر (Zellweger)



علائم سندرم زلوگر (Zellweger)

علائم و نشانه های سندرم زلوگر از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است . سندرم زلوگر در شدیدترین حالت ممکن ، اندکی پس از تولد آشکار می شود . نوزادان مبتلا به سندرم زلوگر عوارض تهدید کننده حیات را در سال اول زندگی ، معمولاً تجربه می کنند . این علائم عبارتند از:

از دست رفتن عملکرد پروکسی زومی و تخریب اسیدهای صفراوی و دیگر محصولات لیپیدی . سطوح بالای از آهن و مس در خون و بافتها . بزرگ شدن کبد .
فرم صورت: پیشانی بلند ، تغییر شکل گوشها و اختلالات عصبی همانند عقب ماندگی ذهنی و تشنج . گلوکوم و انحطاط شبکیه چشم و آب مروارید . اختلال در شنوایی . یرقان و خونریزی معده نیز ممکن است رخ دهد . کیستهای کلیوی . رشد غضروفی و استخوانهای بلند .



