



University of Isfahan

Biological Science and Technology

Department of Cell and Molecular Biology

Cellular and Molecular Laboratory

Farzaneh Forouharfar

# عنوان

آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های جزء به جزء کردن یاخته‌ها و اجزاء درون‌یاخته‌ای 2

# اهداف


- ✓ تفکیک سلول ها و اجزاء درون سلولی با استفاده از شیب غلظت (Density gradient) بر اساس اندازه و چگالی یا دانسیته
- ✓ تفکیک اجزاء تشکیل دهنده بافت خونی در شیب غلظت سوکروز
- ✓ استفاده از شیب غلظت پیوسته (Continuous) و یا شیب غلظت ناپیوسته (DisContinuous)
- ✓ بررسی شیب غلظت سوکروز و تفکیک گلبول های قرمز سالم

# Density gradient centrifugation

**Density Barrier**



**Discontinuous**



**Continuous**



# مراحل جداسازی سلول ها و اجزاء یاخته‌ای

۱. همگن‌سازی بافت و تهیه عصاره یا سوسپانسیون سلولی در بافر استخراج **buffer extract**

با توجه به نوع بافت در این مرحله همگن‌سازی به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود:  
**الف) روش مکانیکی (Mechanical Method)**

در محلول‌های بافري مناسب، حاوي غلظت‌هاي معيني از يون‌هاي مختلف با هاون چینی یا هموژنایزرهاي برقي یا دستی، به روش فیزیکی بافت یا سلول تخریب می‌شود.

**ب) روش شیمیایی (Chemical Method)**

با دادن شوک یونی یا اسمزی با استفاده از محلول‌هایی که حاوي یون‌هایی خاص با مولاریته‌هاي مشخص می‌باشند، غشاء تخریب شده و اجزاء درون سلولی رها می‌گردند.

**ج) روش فرا صوتی (Ultrasonic Method)**

در این روش با استفاده از امواج مافوق صوت نمونه مورد نظر به صورت سوسپانسیون درآورده می‌شود.

**د) روش آنزیمی (Enzymatic Method)**

با استفاده از آنزیم‌هاي هضم کننده ساختار دیواره‌ي سلولی (عمدتاً در باکتری‌ها) انجام می‌شود.

2. فیلتراسیون یا عبور سوسپانسیون سلولی از صافی چندلایه مثل پشم شیشه یا صافی پارچه‌ای یا کاغذی با سوراخهای مناسب

3. جداسازی و تفکیک اجزاء با استفاده از نیروی گریز از مرکز با سانتریفوژ کردن براساس شکل، اندازه و دانسیته یا چگالی اجزاء. این مرحله عمدتاً به دو روش صورت می‌گیرد:

**الف: سانتریفوژ افتراقی یا مرحله به مرحله (Differential Centrifugation)**

**ب: سانتریفوژ در شیب غلظت که یا به روش شیب غلظت پیوسته و یا ناپیوسته صورت می‌گیرد. (Density gradient Centrifugation)**




در روش سانتریفوژ درگردان یا شیب غلظت اجزاء سلولي بر اساس چگالي خاص خود از هم جدا مي‌شوند. سوسپانسيون سلولي در لوله سانتريفوژ حاوي ترکيبي که دانسيته آن در طول يك لوله يکسان نيست، قرار مي‌گيرد.

ترکيبات مناسب جهت تهيه شيب غلظت سوکروز/ فيکول يا لنفودکس/ و پرکول و کلرور سزيم با دانسيته هاي متفاوت ميباشند.

در شيب غلظت پيوسته، غلظت در طول لوله سانتريفوژ به طور پيوسته تغيير مي‌کند و بي‌نهايت باند غلظتي وجود دارد.

در شيب غلظت ناپيوسته غلظت‌هاي متفاوت و با تعداد محدود در طول لوله سانتريفوژ وجود خواهند داشت. بطوريکه، چگالي در بالاي لوله کمتر و در پايين لوله بيشتر مي‌باشد، در طي عمل سانتريفوژ هر جزء از عصاره سلولي به مکاني مشخص در لوله که چگالي آن مساوي با چگالي شيب غلظت می باشد، منتقل شده و با وجود ادامه چرخش در همان دور و سرعت مشخص، ديگر حرکت نمي‌کند.





Ready-to-use sterile density gradient media designed for the preparation of mononuclear cells from peripheral blood, bone marrow and cord blood.


فایکول یا لینفودکس محلول استاندارد بی‌رنگ و استریل با دانسیته‌های مختلف می‌باشد و کاربرد آن در جداسازی سلول‌های لنفوسیت خون محیطی یا خون بند ناف در گرادیان غلظت است.



# برخی از کاربردهای تفکیک سلول ها و اجزاء سلولی بر اساس شیب غلظت


# جداسازی اندامک‌های درون سلولی در شیب غلظت سوکروز

تفکیک میتوکندری، لیزوزوم و پراکسی زوم  
در شیب غلظت سوکروز همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود پس از سانتریفوژ  
لیزوزوم در بالا، سپس میتوکندری و در انتهای لوله پراکسی زوم قرار گرفته و این  
اندامک‌ها از هم تفکیک می‌شوند.



# جداسازی DNA, RNA و پروتئین در شیب غلظت کلرور سزیم

در این شیب غلظت همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود پس از سانتریفوژ: پروتئین‌ها در بالا، سپس DNA و در انتهای لوله RNA قرار گرفته و این ماکرومولکولها از هم تفکیک می‌شوند.



# سلول درمانی و جداسازی سلول های بنیادی خون محیطی یا خون بندناف

در پروسه سلول درمانی می توان سلول های بنیادی را مستقیماً به قسمت مورد نظر تزریق و یا اینکه از ترشحات این سلول ها شامل مولکول های فعال زیستی هورمون ها و فاکتورهای مهم در رشد و ترمیم استفاده نمود. سلول های تک هسته ای خون محیطی در شیب غلظت فایکول جداسازی و در سلول درمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

## منابع مهم سلول های بنیادی

خون بند ناف یکی از منابع بسیار مهم سلول های بنیادی است. سلول های تک هسته ای خون محیطی سلول های بافت پیوندی بند ناف سلول های جفت سلول های مغز استخوان دندان شیری و دندان عقل و فولیکول مو و سلول های چربی نیز از منابع دیگر سلول های بنیادی می باشند.





# مراحل جداسازی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی

۱ - ۱۰ سی سی از خون محیطی را به نسبت مساوی با محلول رقیق‌کننده pbs یا بافر فسفات سالینه رقیق کنید این محلول بافر نمکی با پایه آبی است و غلظت یون‌های آن مشابه شرایط آیزوتونیک و مایعات بیولوژیکی بدن انسان است که شامل کلرید سدیم و فسفات سدیم یا کلرید پتاسیم و فسفات پتاسیم می‌باشد و به ثابت ماندن ph و فشار اسمزی و غلظت‌های یونی کمک می‌کند.



۲ - خون رقیق‌شده را به آرامی بر روی محلول فایکول در لوله سانتریفوژ ریخته تا 2 لایه تشکیل شود و در دور rpm 2500 به مدت 15 الی 20 دقیقه سانتریفوژ کنید. چگالی فایکول بیشتر از چگالی سلول‌های لنفوسیت خون و کمتر از چگالی گلبول‌های قرمز می‌باشد بنابراین پس از پایان سانتریفوژ بترتیب در لوله سانتریفوژ از بالا به پایین ابتدا **پلاسما** زردرنگ / سپس **بافی کوت** حلقه‌ی شیرین رنگ شامل سلول‌های تک هسته‌ای گلبول سفید و پلاکت‌ها / بعد از آن **فایکول** محلول شفاف / و در انتها **گلبول‌های قرمز** به رنگ قرمز تیره مشاهده می‌شود.

۳ - ناحیه سلول‌های تک هسته‌ای را توسط سمپلر به دقت جدا کرده و با محلول pbs شستشو دهید و به محیط کشت مناسب و مغذی جهت تبدیل به سلول‌های مورد نظر اضافه کنید. پس از کشت سلول‌های بنیادی تک هسته‌ای جدا شده در محیط‌های کشت مغذی و القاء فاکتور‌های رشد مختلف به آنها این سلول‌ها قادرند به سلول‌های کبدی، غضروفی، استخوانی و غیره تبدیل شوند.






# مشاهده ناحیه بافی کوت Buffy coat



# جداسازی گلبولهای قرمز خون در سنین مختلف بلوغی در شیب غلظت پرکول



# جداسازی پی آر پی PRP از خون تام


پی آر پی مخفف **PLATELET RICH PLASMA** یا پلاسمای غنی از پلاکت میباشد که در حقیقت عصاره ای طبیعی برای جوان سازی و درمان میباشد. در واقع غلظت بالای پلاکت خون فرد از خون تازه و تام طی فرایندی جداسازی و تغلیظ می گردد و در روند بازسازی و ترمیم بافتی در چند جلسه درمانی مورد استفاره قرار میگیرد.


جهت جداسازی پی آرپی از خون انسان نمونه خون تازه با سرعت ۳۴۰۰ rpm به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۲ تا ۱۶ درجه سانتیگراد سانتریفوژ میشود سرعت، زمان و دمای مناسب در این جداسازی بسیار مهم است بهدلیل این که سرعت پایین باعث عدم جداسازی دقیق و دمای بالا ناشی از اصطکاک حین انجام سانتریفوژ باعث می شود فاکتورهای لازم زودتر از زمان موردنظر یعنی قبل از ورود به بدن انسان وارد فاز فعال سازی شده و هنگام استفاده کاربرد مؤثری نداشته باشند.



# درمان ناباروری

مسئله ناباروری دلایل مختلف دارد. یکی از راههای درمان انجام لقاح خارج رحمی می باشد. برای تلقیح سلول اسپرم مناسب در موارد لقاح خارجی رحمی با تخمک، بایستی اسپرم سالم با دانسیته مشخص و استاندارد از نظر محتوای سلولی و خصوصیات سیتولوژیکی هسته و ترکیبات کروماتینی و سیتوپلاسم، در شیب غلظت پرکول جداسازی و جهت تزریق به تخمک مورد استفاده قرار گیرد.








# جداسازی عفونت های باکتریایی

جداسازی باکتری ها از سلول های طبیعی در عفونت های میکروبی و باکتریایی در شیب غلظت می تواند انجام شود و سپس سلول در صورت لزوم در محیط مناسب کشت داده شود.



# مهندسی ژنتیک و آزمایشات مولکولی

جداسازی و خالص سازی DNA باکتریایی از DNA پلاسمیدی و DNA ژنومی و از RNA و پروتئین ها. جداسازی DNA از RNA و پروتئین ها در شیب غلظت کلرور سزیم (CscI) انجام می شود.

در شیب غلظت کلرور سزیم مولکول های پروتئین در بالا، DNA در وسط و RNA در قسمت پایین تر قرار می گیرد. پس از تفکیک و جداسازی با سوراخ کردن لوله ها توسط سرنگ استخراج DNA صورت می گیرد و سپس در صورت لزوم تکثیر، همانندسازی، کلونینگ، نوترکیبی در مهندسی ژنتیک صورت می گیرد.





مواد و وسایل مورد نیاز



# مواد و وسایل مورد نیاز

1. آب مقطر
2. لام و لامل
3. محلول سوکروز اشباع
4. میکروسکوپ نوری
5. خون تام
6. پاستور پی پت یا میکرو پی پت یا سرنگ
7. لوله سانتریفوژ
8. سانتریفوژ
9. لوله آزمایش
10. لوله مخصوص خونگیری حاوی ضد انعقاد

# روش کار

در این آزمایش با استفاده از شیب غلظت ناپیوسته سوکروز به روش سانتریفیوژ در شیب غلظت، سلول‌های سازنده بافت خونی از هم تفکیک می‌شوند.

ابتدا خون را از رگ گرفته و در لوله حاوی ضد انعقاد میریزیم. چون بافت خونی به صورت سوسپانسیون می‌باشد، مرحله تهیه عصاره سلولی و عبور از صافی را نخواهیم داشت.

چند قطره خون تام و کامل را در لوله سانتریفیوژی که حاوی غلظت‌های ناپیوسته سوکروز بترتیب از پایین لوله با درصدهای ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰ درصد می‌باشد ریخته و به مدت ۳ دقیقه در دور rpm 1000 سانتریفیوژ کنید.

جهت انجام این آزمایش بایستی قبلاً غلظت‌های تعیین شده از سوکروز را طبق جدول زیر تهیه کنید.

## جدول تهیه 2 cc از غلظت های مختلف سوکروز

| درصد اشباع<br>محلول سوکروز (%) | حجم آب<br>(cc) | حجم محلول اشباع سوکروز<br>(cc) | شماره باند غلظت |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 100                            | 0              | 2                              | 1               |
| 75                             | 0.5            | 1.5                            | 2               |
| 50                             | 1              | 1                              | 3               |
| 25                             | 1.5            | 0.5                            | 4               |
| 0                              | 2              | 0                              | 5               |





توجه شود که جهت قرار دادن هر کدام از غلظت‌های فوق در لوله سانتریفوژ به نحوی که با هم مخلوط نشوند و 5 غلظت ساخته شده به طور مجزا در لوله قرار گیرند، بایستی نهایت دقت را به کار گرفت و با استفاده از سرنگ دارای سوزن، غلظت‌ها را قطره‌قطره روی سرهم قرار داد.

در غیر این صورت غلظت‌ها تفکیک شده نخواهند بود و مخلوط می‌گردند. بنابراین غلظت‌ها از کم به زیاد به آرامی توسط سوزن سرنگ از جدار لوله سانتریفوژ وارد لوله گردند، بدین ترتیب سطوح غلظت قابل تفکیک می‌باشد.

پس از پایان سانتریفوژ به آرامی توسط پاستور پیپت یا سمپلر از غلظت‌های صفر درصد، 25 درصد و 100 درصد طوریکه لایه‌های غلظتی به هم نخورد و با هم مخلوط نشوند، نمونه‌برداری کنید. لامل گذاری کرده و زیر میکروسکوپ در بزرگنمایی 40 مشاهده نمایید.

در یک میدان دید تصاویر میکروسکوپی نمونه‌های مربوط به شیب غلظت 25 درصد و 100 درصد را رسم کنید و نتایج را تفسیر نمایید.









# تفسیر نتایج

پس از پایان سانتریفیوژ بافت خونی در شیب غلظت ناپیوسته سوکروز به دقت از غلظت های مختلف سوکروز نمونه برداری کرده نمونه ها را از نظر وجود گلبولهای قرمز سالم تفکیک شده در زیر میکروسکوپ بررسی نمایید.

همانطور که در تصاویر مشاهده میشود در این آزمایش که در شیب غلظت ناپیوسته سوکروز انجام شده و هدف جداسازی سلولهای گلبول قرمز سالم بوده در ناحیه صفر درصد سوکروز فقط پلاسمای خون در ناحیه 25 درصد سلولهای گلبول قرمز سالم و در ناحیه 50 و 75 و 100 درصد گلبولهای قرمز تخریب و دچار پلاسمولیز میشوند.

گلبولهای سفید نیز در ناحیه 25 درصد وجود دارند اما بدلیل اینکه حجم خون مورد استفاده در این آزمایش بسیار کم بوده و همچنین رنگ امیزی اختصاصی جهت شناسایی آنها استفاده نشده تشخیص آنها براحتی برای شما امکان پذیر نیست.

