



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی،
آزمایشگاه میکروبیولوژی



آزمایشگاه باکتری شناسایی ۱

آشنایی با اشکال مختلف کلنی باکتری ها و بررسی خصوصیات ماکروسکوپی باکتری ها

روش‌های تشخیص میکروارگانیزم‌ها

روش‌های سنتی و معمول تشخیص عامل باکتریایی عفونت شامل:

- مشاهده میکروسکوپی (مانند رنگ‌آمیزی گرم)
- بررسی فنوتیپی خصوصیات باکتری بر پایه کشت بر روی محیط‌های مصنوعی
- شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد ساختارهای باکتری با کمک روش‌های سرولوژیک
- تعیین حساسیت ضد میکروبی (آنتی‌بیوگرام) است.

عنوان آزمایش : جداسازی باکتری‌ها از مواد طبیعی (آب ، هوا و خاک)

جداسازی باکتری‌های موجود در خاک

مقدمه:

در خاک انواع مختلف میکروارگانیسمها، مخصوصا باکتری‌ها به تعداد زیاد یافت می‌شوند، باکتری‌های فراوانی را می‌توان از خاک جدا کرد بسیاری از آنها در کشاورزی و زراعت مفید می‌باشند و تعدادی نیز سبب بروز بیماری‌های خطرناکی در نزد انسان و دام می‌باشند. با در نظر گرفتن نوع باکتری جستجو شونده، محیط کشت مخصوص، شرایط خاص مانند درجه حرارت مشخص و مدت زمان معینی باید رعایت بشوند تا بتوان با موفقیت باکتری را جدا کرد.

مواد و وسایل لازم جهت انجام آزمایش :

ترازو	نمونه‌های مختلف خاک
پی پت استریل	محیط کشت بلاد آگار
میله شیشه‌ای سرکج	محیط کشت آگار مغذی
بشر حاوی الکل	محیط کشت آبگوشت غذایی
محلولهای رنگ آمیزی گرم	ارلن حاوی ۹۹ میلی لیتر آب مقطر استریل
محلولهای رنگ آمیزی اسپور	لوله آزمایش حاوی ۹ میلی لیتر آب مقطر استریل

روش انجام آزمایش :

➤ ابتدا نمونه خاک مورد نظر را از کلیه مواد زائد و فضولات حیوان، لاشه گیاهان و دانه‌های درشت سنگ و سایر مواد پاک کرده و سپس بعد از زدودن این مواد خاک مورد نظر را با یک غربال ریز الک کرده و یک خاک نرم بدست بیاوریم

➤ به کمک ترازو، مقدار یک گرم از این نمونه خاک را توزین کرده و نمونه وزن شده را به آرامی وارد یک ارلن حاوی ۹۹ میلی لیتر آب مقطر استریل کرده و آنگاه ارلن را به خوبی تکان داده تا نمونه اضافه شده به خوبی با آب مقطر مخلوط و یکنواخت بشود.

➤ به کمک لوله‌های حاوی ۹ میلی لیتر آب مقطر استریل اقدام به تهیه رقت تا رقت 10^{-6} می کنیم

➤ و سپس به آرامی به کمک یک پی پت استریل مقدار ۰/۱ میلی لیتر از رقت مورد آزمایش را در کنار شعله چراغ گاز به محیط‌های کشت نوترینت آگار و آگار خون دار اضافه کرده و سپس به کمک یک میله شیشه‌ای سرکج استریل نمونه‌های مورد نظر اضافه شده را به طور یکنواخت بر روی محیط‌های کشت یاد شده پخش می کنیم.

➤ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا نمونه جذب محیط شود و بعد از آن محیط کشت‌ها را به ترتیب زیر برای جداسازی باکتری‌های مورد آزمایش اتوگذاری می‌نمائید.

- ۱- محیط کشت نوترینت آگار به مدت ۳ الی ۵ روز در دمای آزمایشگاه
- ۲- محیط کشت آگار خون دار به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد.

برای استریل کردن میله شیشه‌ای سرکج (spreader) میله را در ظرفی حاوی اتانول غوطه ور کرده سپس روی شعله قرار دهید تا زمانی که اتانول آتش بگیرد. سپس میله را از شعله دور کنید و اجازه دهید تمام اتانول آتش بگیرد و شعله خاموش شود.

➤ بعد از طی شدن مدت زمان اتوگذاری و تهیه کشت میکروب‌ها در داخل پتری دیش ابتدا اقدام به شمارش تعداد کلنی‌های رشد کرده بر روی محیط کشت می‌کنیم. پلیت‌هایی که حاوی ۳۰ تا ۳۰۰ کلنی باشند قابل شمارش هستند. سپس با توجه به رقت مورد آزمایش و همچنین تعداد کلنی‌های شمارش شده و میزان حجم اضافه شده به محیط کشت تعداد باکتری‌های موجود در یک گرم از نمونه خاک مورد آزمایش را با کمک فرمول زیر بدست می‌آوریم :


عکس ضریب حجم مورد آزمایش × عکس ضریب رقت × تعداد کلنی شمارش شده بر روی محیط = تعداد باکتری-
های موجود در یک گرم از نمونه مورد آزمایش (CFU/g)

CFU=colony forming unit



راهیت نکات زیر در حین رقت سازی ضروری می باشد :

تمام کار رقت سازی باید قلمی شده و در شرایط استریل باشد. اگر از بیوت استفاده می کنید باید استریل باشد. هر مرتبه باید قلمی نمونه مخلوط شود.



Calculation: Number of colonies on plate \times reciprocal of dilution of sample = number of bacteria/ml
 (For example, if 32 colonies are on a plate of $1/10,000$ dilution, then the count is $32 \times 10,000 = 320,000$ bacteria/ml in sample.)


Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

➔ برای مثال در صورتی که تعدادی کلنی‌های شمارش شده در محیط کشت نوترین آگار ۴۵ عدد و رقت مورد آزمایش 10^{-2} و همچنین مقدار ۰/۱ میلی لیتر از این رقت به محیط کشت اضافه شده باشد تعداد کلی باکتری‌ها در یک گرم از نمونه خاک مورد آزمایش برابر خواهد بود با:


$$\text{تعداد باکتری‌ها موجود در یک گرم از نمونه خاک} = 4500 = 45 \times 100 \times 10$$

➔ بعد از بدست آوردن تعداد باکتری‌های موجود در یک گرم از نمونه خاک مورد آزمایش اقدام به بررسی خصوصیات ظاهری کلنی باکتری‌ها بر روی محیط کشت کرده و سپس بعد از مشخص کردن صفات ظاهری یا ماکروسکوپی کلنی باکتری‌ها اقدام به جداسازی و خالص سازی آنها می‌کنیم.

در شکل زیر برخی از خصوصیات ظاهری کلنی‌ها آورده شده‌است:



تهیه کننده: سهیلا عباسی



جداسازی باکتری‌های موجود در آب

➤ آب‌های موجود در سطح کره زمین دارای انواع زیادی از میکروبها مانند پseudomonas، میکروکوکها، فلاووباکتريا، اکروموباکتريا، انواع باکتری‌های هوازی مولد اسپور، انتروباکترها و استرپتومیسیتها هستند.

➤ در آب‌های موجود در رودخانه‌ها و لوله‌های داخل شهرها نیز انواع باکتری‌های موثر بر آهن و سولفات نیز موجود می‌باشند.

مواد و وسایل لازم جهت انجام آزمایش :

پی پت استریل	نمونه‌های مختلف آب
میله شیشه‌ای سرکج	محیط کشت آگار خوندار
بشر حاوی الکل	محیط کشت اتوزین متیل بلو
سانتریفیوژ	ارلن‌های دهان گشاد استریل
محلول‌های رنگ آمیزی گرم و اسپور	لوله آزمایش استریل

نحوه انجام آزمایش:

- برای انجام آزمایش جداسازی تعدادی باکتری‌ها از آب ابتدا بعد از نمونه‌گیری از آب مورد آزمایش، به دو روش می‌توان اقدام به جداسازی و شناسایی باکتری‌ها در آب نمود:
- به کمک یک پی پت استریل مقدار ۰/۱ میلی لیتر از آب مورد آزمایش رار بر روی محیط کشت آگار خوندار و ائوزین متیل بلو اضافه کرده و سپس به کمک یک میله شیشه‌ای سرکج نمونه اضافه شده را بر روی محیط‌های فوق پخش نموده و آنگاه محیط‌های کشت فوق را به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت در حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد قرار می‌دهیم.
- بعد از رشد کلنی‌های باکتری‌ها بر روی محیط فوق اقدام به بررسی خصوصیات ظاهری کلنی‌ها کرده و آنگاه بعد از جداسازی و خالص سازی باکتری‌ها اقدام به تهیه لام از کلنی‌های خالص شده نموده و با انجام عمل رنگ‌آمیزی به روش گرم و مشخص کردن مرفولوژی و واکنش گرم باکتری‌ها جدا شده نوع باکتری‌های موجود در نمونه مورد آزمایش را مشخص می‌نمائیم. (جهت رنگ آمیزی گرم هرگز نباید از محیط افتراقی نظیر ائوزین متیلن بلو استفاده شود).

در روش دیگر حدود ۵ میلی لیتر از آب مورد آزمایش را به کمک یک پی پت استریل وارد لوله آزمایش استریل نموده و سپس آن را به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ نموده و سپس بعد از عمل سانتریفوژ مایع رویی را با ملایمت دور ریخته البته باید دقت کرد که مقدار خیلی کمی از مایع در داخل لوله باقی بماند.

بعد از یکنواخت کردن رسوب حاصل با مایع باقی مانده و به کمک پی پت استریل مقدار ۰/۱ میلی لیتر از رسوب را به داخل محیط کشت آگار خوندار و همچنین محیط کشت ائوزین متیل بلو اضافه کرده و به کمک میله شیشه‌ای سرکج مایع اضافه شده را به صورت یکنواخت بر روی محیط‌های فوق پخش نموده و آنگاه از محیط‌های فوق مانند حالت قبل، اقدام به جداسازی و شناسایی باکتری‌ها می‌کنیم

جداسازی باکتری‌های موجود در هوا

- ▶ هوا واجد انواع متفاوتی از میکروارگانیسم‌ها است. میکروب‌های موجود در هوا از طریق انسان و حیوانات دیگر، خاک و آب وارد هوا می‌شوند.
- ▶ این میکروب‌ها از نظر بیولوژیکی فعال نبوده ولی زنده می‌باشند میکروبها موجود در هوا پس از قرار گرفتن در محیط و شرایط مساعد رشد می‌کنند. برخی از میکروب‌های موجود در هوا قادر می‌باشند حتی برای سالها بصورت غیر فعال در هوا باقی مانده و پس از این زمان در صورتی که در شرایط مساعد قرار گیرند رشد کنند.
- ▶ نوع و تعداد میکروب‌های موجود در هوا به حمل آن بستگی دارد. در اماکن عمومی معمولا تعداد میکروب‌های هوا بیشتر از سایر نقاط است. جمعیت میکروب‌های موجود در هوا را می‌توان به کمک اشعه، U.V مواد ضد میکروب شیمیائی بخصوصی و یا استفاده از صافی کم کرد

باکتری‌هایی که معمولا در هوا وجود دارند عبارتند از:

➤ باسیلوس‌ها، میکروکوکوس‌ها، سارسینا، کورینه باکتریوم، اکروموباکتر، فلاوباکتریوم، استافیلوکوکوس علاوه بر باکتری‌های معمول موجود در هوا، اسپور تعدادی از قارچ‌ها را هم می‌توان از هوا جدا نمود که عبارتند از :

➤ قارچ آسپرژیلوس، قارچ پنی سیلیوم، قارچ آلترناریا، قارچ پولولاریا، قارچ کلادوسپوریوم و غیره.

مواد و وسایل لازم انجام آزمایش:


محیط کشت آگار خوندار	فضا مورد آزمایش
	محلول‌های رنگ آمیزی گرم

نحوه انجام آزمایش:

➤ روشی که در این بحث مورد استفاده می‌گیرد روش تماس مستقیم هوا با محیط کشت است.

➤ درب پلیت حاوی محیط کشت آگار خوندار را در محل مورد نظر بمدت حدود ۳۰ دقیقه باز نموده و اجازه می‌دهیم که در این مدت هوا محل مورد نظر با سطح محیط تماس پیدا کند برای این منظور می‌توان محیط کشت را در جاهای مختلف مانند فضای داخل آزمایشگاه، فضای دستشویی و غیره قرار دارد. بعد از سپری شدن مدت زمان فوق درب پلیت حاوی محیط کشت را بسته و محیطها را به مدت ۳ الی ۵ روز در دمای آزمایشگاه قرار داده و اجازه می‌دهیم تا کلنی باکتری‌ها بر روی محیط کشت شروع به رشد کند و یا می‌توان محیط کشت را به مدت ۲۴ ساعت در حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد اتوگذاری نمود


➤ بعد از رشد کلنی باکتری با تهیه لام از باکتری و انجام عمل رنگ آمیزی به روش گرم، واکنش گرم و مرفولوژی باکتری جدا شده را مشخص نموده و در صورت لزوم با انجام تست‌های بیوشیمیایی جنس و گونه باکتری را دقیقاً شناسایی می‌نماییم.




تهیه کننده: مهیلا عباسی




چارت شناسایی باسیل های گرم مثبت




چارت شناسائی کوکسی های گرم مثبت کاتالاز منفی



چارت تشخیص احتمالی انتروباکتریاسه ها در برخورد با آگار



چارت شناسائی گونه های استافیلوکوک



تهیه کننده: سهیلا عباسی
Novobiocin susceptibility → S:16mm ≤*

#علاوه بر *S.aureus*، *S.lugdunensis*، *S.intermedius* و *S.schleferi* و *S.tryicus* نیز کوآگولاز مثبت می باشند.


CHROMagar

The Chromogenic Media Pioneer




اهمیت روزافزون کنترل کیفیت محصولات غذایی و بهداشتی از لحاظ آلودگی های باکتریایی و حصول نتایج سریع تر و دقیق تر که امکان عرضه محصول به بازار را بدون فوت وقت فراهم نماید بر دست اندرکاران این بخش پوشیده نیست. از طرف دیگر سرعت اخذ نتایج و کاهش هزینه ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی جزو اولویت ها می باشد. در روش کشت کروموزنیک با استفاده از محیط های کشت CHROMagar فرانسه، نتایج کشت در مدت فقط 18 - 24 ساعت قابل مشاهده است. در مقایسه، روش کشت سنتی علاوه بر اتلاف وقت پرسنل بخش میکروبیولوژی با توجه به نیاز به انواع مختلف محیط های کشت، ساپلیمنت ها و کیت های سروژیکی توجیه اقتصادی قوی ندارد. میکروبیولوژی کروموزنیک CHROMagar با تکیه بر تکنولوژی تشخیص بر اساس آنزیم های اختصاصی باکتریهای پاتوژن بنا شده که توانسته سرعت و دقت بالا را همراه با سهولت کاربری و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورد. کمپانی CHROMagar علاوه بر تولید محیط کشت، به عنوان یک موسسه تحقیقاتی میکروبیولوژی فعالیت میکند و هر ساله با تولید گروهی از محیط های کشت جدید امکان جداسازی بخش دیگری از باکتریهای پاتوژن به این روش را فراهم می آورد.


کروم آگار برای میکروبیولوژی پزشکی




CHROMagar™ Y. enterocolitica




CHROMagar™ Candida



CHROMagar™ Salmonella



CHROMagar™ Acinetobacter



CHROMagar™ StrepB

- ▶ اگرچه برخی از این روش‌ها را می‌توان در عرض چند دقیقه انجام داد (رنگ‌آمیزی گرم برای مشاهده میکروسکوپی باکتری‌ها)، اما از دقت و قدرت تشخیصی کافی برای جداسازی میکروارگانیسم عامل برخوردار نیست.
- ▶ بنابراین روش‌های سنتی برای تعیین هویت دقیق یک باکتری، قطعی و ارزشمند نمی‌باشند. از طرفی در مورد برخی آزمایش‌ها مانند بررسی خصوصیات فنوتیپی و آنتی‌بیوگرام نیز صرف وقت زیادی لازم است و در مورد برخی از آن‌ها مانند روش‌های سرولوژیک ممکن است واکنش‌های متقاطع سبب عدم تشخیص قطعی عامل عفونت شود.

الف- میکروبیولوژی ملکولی تکنیک های ملکولی یکی از قویترین ابزارها در بررسی میکروارگانیسم ها می باشند که سرعت بالایی در تعیین نوع و مشخصات آن ها دارند. این روش ها تحول بزرگی در آزمایشگاه میکروب شناسی ایجاد کرده اند و باعث تغییر در روش تشخیص میکروارگانیسم ها، مشخصات و میزان آن ها شده است. در برخی از این روش ها این توانایی سبب شده است که مستقیماً از نمونه بالینی طی چند ساعت نتایج لازم را بدست آوریم.

میکروبیولوژی مولکولی براساس استفاده از اسیدنوکلئیک به ۳ بخش تقسیم می شود.

۱- شناسایی میکروارگانیسم بدون استفاده از تکثیر اسید نوکلئیک می باشد. در این روش از نور یا رنگ حاصل از هیبریداسیون یک پروب اسید نوکلئیک و اسید نوکلئیک استفاده می شود.

۲- با استفاده از تکثیر اسید نوکلئیک نوع میکروارگانیسم، مشخصات آن و میزان آن تعیین می شود.

۳- روش های ملکولی که جهت تعیین ارتباط بین میکروارگانیسم (تایپینگ گونه ها) استفاده می شوند، یکی از ابزارهای مهم برای اپیدمیولوژی سلامت می باشند. پس از انجام این مراحل نتایج به دست آمده آنالیز می شوند که بر اساس روش استفاده شده، آنالیز متفاوت می باشد.

Cowan and Steel's Manual for the Identification of Medical Bacteria


Third Edition

Edited by
G.I. Barrow and R.K.A. Feltham




Table 6.1. First-stage table for Gram-positive bacteria

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Shape	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Acid fast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	+
Spores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Motility	-	-	-	-	D	-	-	d	-	-	+	-	-	-	-	-	D	D	-	-	-	-
Growth in air	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	d	+	+	+	+	+
Growth anaerobically†	-	+	w	w	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	D	-	-	-	?
Catalase	+	+	w	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Oxidase	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	?	?	?	?	d	-	-	-	-
Glucose (acid)	D	+	+	+	+	+	+/-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	D	D	+	+	+	+
Carbohydrates [F/O/-]	O/-	F	F	F	F	F	F/-	-	-	F	F/-	F	F	F	F	-	F/-	F/O/-	O	O	O	O/NT



* *Peptococcus* and *Peptostreptococcus*.
 a Also *Stomatococcus*.
 b Also *Leuconostoc*.
 c Also *Actinomyces odontolyticus*.
 d Exceptions: *C. histolyticum*; *C. tertium*; *C. carnis*.
 e Also *Actinomadura*.

 Cultural characters of these organisms can be found in tables with the number indicated.
 S Sphere (coccus).
 R Rod-shaped (bacillus).

با تشکر از حسن توجه شما